


Ciclo 2

Acondicionamiento					Esterilización		
Nro. de ciclo	Nro. Pulsos Vacío	Vacío (atm)	No. Pulsos Vapor	Vapor (atm)	Temperatura (°C)	Tiempo (min)	Vapor (atm)
2	1	-0.75	0	NA	134	3.5	2.02




DIRECTOR TÉCNICO
QUIMICA DEL SANTO S.A.
ANIBAL F. MARQUEZ
LIC. CS. QUIMICA
M.P. 6915